

# BARBICIDE Tischglas

*Ideal für den Einsatz im Friseursalon, aber auch in Wellness-Studios, Fitnesscentern oder in der mobilen Fußpflege*

## Verwendungsbeispiel

Die Abbildung zeigt das Maniküre-Tischglas mit Manikürewerkzeugen, die in BARBICIDE-Desinfektionsmittel eingetaucht sind.

## Perfekte Größe

Das Tischglas hat genau die richtige Größe, um Nagelscheren, Fräser, Nagelscheren- und zangen oder Pinzetten aufzunehmen.

## Gute Materialeigenschaften

Der Behälter besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Glas mit Edelstahldeckel.

Auf alle Teile aus Edelstahl gibt es lebenslange Garantie.

## Gesetzeskonform

Mit der Anwendung von Barbicide erfüllen Sie die gesetzliche Auflage zur Desinfektion von Arbeitsmitteln.

Damit minimieren Sie das Risiko einer Übertragung von Krankheiten – zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Kunden.

## Die optimale Einwirkdauer

Scheren und andere Werkzeuge aus Metall sollten mindestens 10 Minuten, höchstens aber eine Stunde und nicht über Nacht in der Lösung verbleiben!

## Technische Daten

Durchmesser: 6 cm

Höhe: 9 cm

Inhalt: 120 ml



### KING RESEARCH International

Waldingerstrasse 19 b  
85084 Reichertshofen  
Tel: + 49 - 84 53 / 33 45 940  
Fax: + 49 - 84 53 / 33 21 60  
[www.king-research.de](http://www.king-research.de)

From the makers of  
**BARBICIDE®**