

BRUSH DELITE SET + Reinigungsbehälter

Das einzigartige Reinigungspulver löst in weniger als 60 Minuten Haare von allen Kunststoffbürsten, -kämmen und Lockenwicklern



So einfach ist die Anwendung:

Füllen Sie den Inhalt einer Flasche BRUSH DELITE in den Reinigungsbehälter und mischen ihn mit 5 Litern Warmwasser. Dann die zu reinigenden Gegenstände in die Flüssigkeit tauchen und nach maximal einer Stunde sind alle Haare aufgelöst. Anschließend die Gegenstände mit reichlich Wasser abspülen. Ein Auskämmen ist nicht nötig.

Enorm wirtschaftlich!

Eine Flasche BRUSH DELITE reicht ca. 5-7 Wochen und kann somit Hunderte Kämmen oder Bürsten und Tausende Lockenwickler reinigen, ohne das Material anzugreifen.

Unser Komplettsset: 4 Flaschen BRUSH DELITE sowie Reinigungsbehälter aus stabilem Plastik mit Innensieb und Deckel.

Immer ein guter Vorrat

BRUSH DELITE gibt es in der praktischen Vorratspackung mit 4 Dosen à 200 g.

So sind Sie auch in intensiven Betriebszeiten bestens ausgestattet.

Achtung:

Nur für Kunststoffgegenstände. Nicht für Bürsten aus Naturhaar oder Hornkämmen geeignet. Immer Schutzhandschuhe benutzen!



Vorratspackung

KING RESEARCH International

Waldingerstrasse 19 b
85084 Reichertshofen
Tel: + 49 - 84 53 / 33 45 940
Fax: + 49 - 84 53 / 33 21 60
www.king-research.de

From the makers of
BARBICIDE®